


Måleskema: Anklet AB - Standard / Specialfremstillede mål

Klient navn:	Leveringsadresse:	Måle Dato:
Behandler / Måltagers navn:	Faktureringsadresse:	EAN nr.:
Behandler / Måltagers E-mail og tlf.:		

Ankel kompressionsstrømpe klasse 2 & 3

Mål på klient				Standard mål				
omkreds		venstre	højre	S	M	L	XL	XXL
cB	Smalleste omkreds omkring anklen, målt så lavt som muligt			16-19	19-23	23-28	28-34	34-41
cY	Omkreds ved forsvang måles med fod i maksimal dorsal fleksion.			30-36	31-37	32-38	33-39	34-40
cA	Fodomkreds ved roden af storetåen, f.eks. ved det bredeste sted på foden			21-25	21,5-25,5	22-26	22-27	22,5-27,5
længde		venstre	højre	normal	lang			
tot.	Total længde fra gulv til øverste kant på strømpen			13,5-14,5	14,5-15,5			
IB	Længde fra gulvet til cB, målt på indersiden af foden			11-12	12-13			
IZ	Længde fra hæl til tå spids			23-26	25-28			
IA	Total fodlængde fra hæl til basen af storetåen			Special	Special			

Bestilling	Antal/stk	Længde	Omkreds
Anklet AB Klasse 2		<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> S 7660 <input type="checkbox"/> M 7661 <input type="checkbox"/> L 7662 <input type="checkbox"/> XL 7663 <input type="checkbox"/> XXL 7664
		<input type="checkbox"/> Lang	<input type="checkbox"/> S 7669 <input type="checkbox"/> M 7670 <input type="checkbox"/> L 7671 <input type="checkbox"/> XL 7672 <input type="checkbox"/> XXL 7673
		<input type="checkbox"/> Specialfremstillet	<input type="checkbox"/> Specialfremstillet 7674
Anklet AB Klasse 3		<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> S 7679 <input type="checkbox"/> M 7677 <input type="checkbox"/> L 7675 <input type="checkbox"/> XL 7681 <input type="checkbox"/> XXL 7683
		<input type="checkbox"/> Lang	<input type="checkbox"/> S 7680 <input type="checkbox"/> M 7678 <input type="checkbox"/> L 7676 <input type="checkbox"/> XL 7682 <input type="checkbox"/> XXL 7684
		<input type="checkbox"/> Specialfremstillet	<input type="checkbox"/> Specialfremstillet 7685