



Graduate™ Arm

Standard eller Specialfremstillede størrelser

Indikationer

- Lymfødem

Graduate™ Arm funktioner

- Ikke-elastiske kompression
- Øjeblikkelig justerbar
- Behageligt, graderet tryk
- Specielt fremstillet til brug om natten
- Skumforing sikrer glat og behagelig kompression på hele armen
- Inklusiv hånd omslag
- Skal håndvaskes og lufttørre
- 1 års garanti

Graduate™ Arm systemet indeholder

- 1 Graduate™ kompression ærme
- 1 hånd omslag
- 1 inderærme
- 1 overtræksærme
- 2 Graduate™ målekort
- Brugsanvisning

Størrelser og farver

Graduate™ Arm fås både til højre og venstre arm.

Graduate™ Arm er tilgængelige i standardstørrelse i sort og beige.

Specialfremstillede størrelser fås i forskellige farver.

	Standard	S	M	L
Håndled		12-19 cm	19-25 cm	25-31 cm
5 cm fra håndled		14-20 cm	20-26 cm	26-33 cm
10 cm fra håndled		16-22 cm	22-29 cm	29-35 cm
15 cm fra håndled		19-25 cm	25-31 cm	31-38 cm
20 cm fra håndled		21-27 cm	27-34 cm	34-40 cm
25 cm fra håndled		22-29 cm	29-35 cm	35-42 cm
30 cm fra håndled		23-31 cm	30-38 cm	36-44 cm
35 cm fra håndled		24-33 cm	31-40 cm	37-46 cm
40 cm fra håndled		26-34 cm	32-41 cm	38-47 cm
45 cm fra håndled		27-35 cm	33-42 cm	39-48 cm
50 cm fra håndled		28-36 cm	34-43 cm	40-49 cm
55 cm fra håndled		28-37 cm	35-44 cm	41-50 cm
Længde		43 cm og 51 cm (fra håndled)		



Videoklip og måleskemaer findes på www.circaid.dk