

# Juxta-Fit™



- Justerbar neopren kompressionsstrømpe til svære ødemer

## Juxta-Fit™

Standard og Specialfremstillede størrelser

### Indikationer:

- Venøs insufficiens
- Ulcus cruris
- Lymfødem
- Lipødem

### Juxta-Fit™ egenskaber:

- Blød og behagelig pasform
- Åndbart Breathe-O-Prene™ materiale
- Anti-mikrobiel, anti-statisk, anti-lugt
- Hurtig og nem at anvende og aftage
- Let at justere under brug
- Lidt til ingen nedskridning
- Kan benyttes 24 timer i døgnet
- Termodynamisk
- Maskinvaskbar ved 30°C. Skal lufttørre
- 1 års garanti

### Juxta-Fit™ system indeholder:

- 1 Juxta-Fit™
- 1 ankel wrap
- 2 (sølv) inderstrømper
- Brugsanvisning
- Til modeller i fuld benlængde leveres tillige; 1 Comfort CoverUp™ og 1 Comfort Non-Slip Liner™

### Tilbehør - Bestilles separat:

- Juxta-Fit™ AB foddel
- Terapeutisk elastisk ankelstrømpe (Anklet AB)
- Ekstra inderstrømper, eller Comfort CoverUp™ (sort eller beige)

### Størrelser:

Standard: Fås kun i ankel til knæ (BD) – i 8 størrelse og 2 længder.


Specialfremstillede: Kan laves efter mål til hele benet.



Juxta-Fit™ BD &  
Juxta-Fit™ AB



Inkl. ankel wrap



Standard		S	M	M-C+	L	L-C+	XL	XL-C+	XXL
3	Omkreds 25 cm over centrum af medial malleol	30-38	36-43	43-50	41-48	48-56	46-56	51-61	53-64
2	Omkreds 15 cm over centrum af medial malleol	20-28	25-33	33-40	30-38	38-46	36-46	41-51	43-53
1	Omkreds 5 cm over centrum af medial malleol	15-23	20-28	20-28	25-33	25-33	30-38	30-38	33-41
4	Længde fra centrum af medial malleol til knæhase	Alle mål er i cm. Standard længde = 28 og 36 cm							

Videoklip og Måleskemaer findes på [www.circaid.dk](http://www.circaid.dk)

Vers. 01\_12