

Måleskema: Juxta-Fit / Ready-Fit - Specialfremstillede mål

Klient navn:	Leveringsadresse:	Måle Dato:
Behandler / Måltagers navn:	Faktureringsadresse:	EAN nr.:
Behandler / Måltagers E-mail og tlf.:		

Mål på klient		Omkreds ben																																																																			
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">c</th> </tr> <tr> <th>Venstre</th> <th>Højre</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Hele benet Ydersiden fra centrum af malleol til gluteal fold </td> </tr> </table>		c		Venstre	Højre			Hele benet Ydersiden fra centrum af malleol til gluteal fold		<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Mål fra centrum af medial malleol</th> </tr> <tr> <th>Venstre</th> <th>Højre</th> <th>Omkreds</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>85 cm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>80 cm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>75 cm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>70 cm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>65 cm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>60 cm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>55 cm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50 cm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>45 cm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>40 cm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>35 cm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>30 cm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>25 cm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>20 cm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>15 cm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>10 cm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>5 cm</td> </tr> </table>			Mål fra centrum af medial malleol			Venstre	Højre	Omkreds			85 cm			80 cm			75 cm			70 cm			65 cm			60 cm			55 cm			50 cm			45 cm			40 cm			35 cm			30 cm			25 cm			20 cm			15 cm			10 cm			5 cm
c																																																																					
Venstre	Højre																																																																				
Hele benet Ydersiden fra centrum af malleol til gluteal fold																																																																					
Mål fra centrum af medial malleol																																																																					
Venstre	Højre	Omkreds																																																																			
		85 cm																																																																			
		80 cm																																																																			
		75 cm																																																																			
		70 cm																																																																			
		65 cm																																																																			
		60 cm																																																																			
		55 cm																																																																			
		50 cm																																																																			
		45 cm																																																																			
		40 cm																																																																			
		35 cm																																																																			
		30 cm																																																																			
		25 cm																																																																			
		20 cm																																																																			
		15 cm																																																																			
		10 cm																																																																			
		5 cm																																																																			
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">d</th> </tr> <tr> <th>Venstre</th> <th>Højre</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Yderlængde fra centrum af malleol til midt på knæet </td> </tr> </table>		d		Venstre	Højre			Yderlængde fra centrum af malleol til midt på knæet		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">b</th> </tr> <tr> <th>Venstre</th> <th>Højre</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Hele benet Indersiden fra centrum af malleol til øverst på benet; i passende afstand til genitalierne </td> </tr> <tr> <td colspan="2">* ved Juxta-Fit til underbenet måles kun a</td> </tr> </table>			b		Venstre	Højre			Hele benet Indersiden fra centrum af malleol til øverst på benet; i passende afstand til genitalierne		* ved Juxta-Fit til underbenet måles kun a																																																
d																																																																					
Venstre	Højre																																																																				
Yderlængde fra centrum af malleol til midt på knæet																																																																					
b																																																																					
Venstre	Højre																																																																				
Hele benet Indersiden fra centrum af malleol til øverst på benet; i passende afstand til genitalierne																																																																					
* ved Juxta-Fit til underbenet måles kun a																																																																					
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">e</th> </tr> <tr> <th>Venstre</th> <th>Højre</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Omkreds på knæ omkreds midt på knæet </td> </tr> </table>		e		Venstre	Højre			Omkreds på knæ omkreds midt på knæet		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">a*</th> </tr> <tr> <th>Venstre</th> <th>Højre</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Under knæ Indersiden fra centrum af malleol til underkanten af knæet </td> </tr> </table>			a*		Venstre	Højre			Under knæ Indersiden fra centrum af malleol til underkanten af knæet																																																		
e																																																																					
Venstre	Højre																																																																				
Omkreds på knæ omkreds midt på knæet																																																																					
a*																																																																					
Venstre	Højre																																																																				
Under knæ Indersiden fra centrum af malleol til underkanten af knæet																																																																					

Mål fra center malleol, ikke fra gulvet

OBS: Ved ønske om knæstykke, måles omkredsen 25 cm under og over knæet (se skema "Omkreds ben), samt a til e.

Juxta-Fit AB – Lukket hæl					Bestilling																																												
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">3.</th> </tr> <tr> <th>Venstre</th> <th>Højre</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Mål ved ankel omkring malleol </td> </tr> </table>					3.		Venstre	Højre			Mål ved ankel omkring malleol		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">1.</th> </tr> <tr> <th>Venstre</th> <th>Højre</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Mål: storetåens-grundled til hvor foden møder anklen </td> </tr> </table>		1.		Venstre	Højre			Mål: storetåens-grundled til hvor foden møder anklen		7458 <input type="checkbox"/> Ready-Fit Flex																										
3.																																																	
Venstre	Højre																																																
Mål ved ankel omkring malleol																																																	
1.																																																	
Venstre	Højre																																																
Mål: storetåens-grundled til hvor foden møder anklen																																																	
					8099 <input type="checkbox"/> Juxta-Fit AB lukket hæl 8109 <input type="checkbox"/> Juxta-Fit AD (inkl. påsyet fod) 8111 <input type="checkbox"/> Juxta-Fit AF (inkl. påsyet fod) 8113 <input type="checkbox"/> Juxta-Fit AG (inkl. påsyet fod) 8112 <input type="checkbox"/> Juxta-Fit AG (inkl. separat fod) Hæl: <input type="checkbox"/> åben <input type="checkbox"/> lukket 8108 <input type="checkbox"/> Juxta-Fit BD 8110 <input type="checkbox"/> Juxta-Fit BF 8114 <input type="checkbox"/> Juxta-Fit DF 8115 <input type="checkbox"/> Juxta-Fit FG 8116 <input type="checkbox"/> Juxta-Fit DG																																												
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">4.</th> </tr> <tr> <th>Venstre</th> <th>Højre</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Fodlængde fra roden af tæerne til bagerst på hælen </td> </tr> </table>		4.		Venstre	Højre			Fodlængde fra roden af tæerne til bagerst på hælen		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">5.</th> </tr> <tr> <th>Venstre</th> <th>Højre</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Malleol til malleol, under hælen </td> </tr> </table>		5.		Venstre	Højre			Malleol til malleol, under hælen		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">6.</th> </tr> <tr> <th>Venstre</th> <th>Højre</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Fra gulvet til centrum af medial malleol </td> </tr> </table>		6.		Venstre	Højre			Fra gulvet til centrum af medial malleol		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">7.</th> </tr> <tr> <th>Venstre</th> <th>Højre</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Omkreds ved grundledet af tæerne </td> </tr> </table>		7.		Venstre	Højre			Omkreds ved grundledet af tæerne		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">2.</th> </tr> <tr> <th>Venstre</th> <th>Højre</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Omkreds ved svang </td> </tr> </table>		2.		Venstre	Højre			Omkreds ved svang	
4.																																																	
Venstre	Højre																																																
Fodlængde fra roden af tæerne til bagerst på hælen																																																	
5.																																																	
Venstre	Højre																																																
Malleol til malleol, under hælen																																																	
6.																																																	
Venstre	Højre																																																
Fra gulvet til centrum af medial malleol																																																	
7.																																																	
Venstre	Højre																																																
Omkreds ved grundledet af tæerne																																																	
2.																																																	
Venstre	Højre																																																
Omkreds ved svang																																																	