


## Måleskema: Juxta-Fit /Ready-Fit – Standard størrelser – til underben & fod

|                             |                      |            |
|-----------------------------|----------------------|------------|
| Klient navn:                | Leveringsadresse:    | Måle Dato: |
| Behandler / Måltagers navn: | Faktureringsadresse: | EAN nr.:   |

Behandler / Måltagers: E-mail og tlf.:

| Mål på underben | Omkreds                              |   | Venstre                                   | Højre | 1. Klienten bør stå op.<br>2. Ben bør måles når volumen er mindst.<br>Benets størrelse på målingstidspunktet, bør vedligeholdes, indtil Juxta-Fit modtages, for at sikre en korrekt tilpasning.<br>3. Hvis målet på klientens ben er mellem to standard størrelser, vælges den mindste hvis der forventes yderligere reduktion. |
|-----------------|--------------------------------------|---|---|-------|---|
|                 | 3                                    | 2 | 1   |       |   |
| 3               | 25 cm over centrum af medial malleol |   |   |       | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>&lt;36 cm = Kort 28 cm</span> <span>&gt;36 cm = Lang 36 cm</span> </div>   |
| 2               | 15 cm over centrum af medial malleol |   |   |       |   |
| 1               | 5 cm over centrum af medial malleol  |   |   |       |   |
| Længde          |                                      | 4 | fra centrum af medial malleol til knæhase |       |   |



| Standard Mål: | S                                    | M        | M-C+     | L        | L-C+     | XL       | XL-C+    | XL       |          |
|---------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3             | 25 cm over centrum af medial malleol | 30-38 cm | 36-43 cm | 43-50 cm | 41-48 cm | 48-56 cm | 41-51 cm | 51-61 cm | 53-64 cm |
| 2             | 15 cm over centrum af medial malleol | 20-28 cm | 25-33 cm | 33-40 cm | 30-38 cm | 38-46 cm | 33-41 cm | 41-51 cm | 43-53 cm |
| 1             | 5 cm over centrum af medial malleol  | 15-23 cm | 20-28 cm | 20-28 cm | 25-33 cm | 25-33 cm | 30-38 cm | 30-38 cm | 33-41 cm |

|   |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4 | Længde fra centrum af medial malleol til knæhase | Standard længder: 28 og 36 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| Bestilling     | Antal/stk | Længde                         | Størrelse   |
|----------------|-----------|--------------------------------|---|
| Juxta-Fit BD   |           | <input type="checkbox"/> 28 cm | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> M-C+ <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> L-C+ <input type="checkbox"/> XL <input type="checkbox"/> XL-C+ <input type="checkbox"/> XXL<br>8100 8101 8317 8102 8318 8103 8319 8163 |
|                |           | <input type="checkbox"/> 36 cm | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> M-C+ <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> L-C+ <input type="checkbox"/> XL <input type="checkbox"/> XL-C+ <input type="checkbox"/> XXL<br>8104 8105 8320 8106 8321 8107 8322 8164 |
| Ready-Fit 2000 |           | 36 cm                          | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL <input type="checkbox"/> XXL<br>7448 7449 7450 7451 7452   |
| Ready-Fit Flex |           | 36 cm                          | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL <input type="checkbox"/> XXL<br>7453 7454 7455 7456 7457   |

### Juxta-Fit AB åben & lukket hæl

| Mål på fod |   |         |       | Standard mål |         |         |              |
|------------|---|---------|-------|--------------|---------|---------|--------------|
| Omkreds    |   | Venstre | Højre | S            | M       | L       |              |
| 1          | Oversiden af foden (fra storetåens grundled, til hvor foden bliver til ankel) |         |       | >9 cm        | >9 cm   | >9 cm   |              |
| 2          | Omkreds ved svang   |         |       | 19-24cm      | 24-29cm | 29-34cm |              |
| 3          | Omkreds ved ankel (omkring malleol)   |         |       | <36cm        | <36cm   | <41cm   |              |
| 4          | Længde på foden (fra tæernes grundled til bagerst på hælen)                   |         |       | 13-25cm      | 13-25cm | 13-25   | ← åben hæl   |
|            |   |         |       | >16cm        | >16cm   | >16cm   | ← lukket hæl |

| Bestilling            | Antal/stk | Størrelse  |
|-----------------------|-----------|--|
| Juxta-Fit AB åben hæl |           | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L<br>8093 8094 8095 |
| Juxta-Fit AB lukket   |           | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L<br>8096 8097 8098 |