

Juxta-Lite™

Standard størrelser

Indikationer

- Venøs insufficiens
- Ulcus cruris

Juxta-Lite™ egenskaber

- Køligt letvægts, åndbart, Breathe-O-Prene™, materiale
- Patenteret Juxta-Lock™ system for nem anvendelse og aftagning
- SilverTec foring mindsker eventuelle lugtgener
- BPS (Build in pressure system) med 3 fortrykte trykområder: 20-30, 30-40, og 40-50 mmHg
- Uelastisk materiale, tilpasses benfaconen og reducerer risikoen for nedskridning
- Maskinvaskbar ved 30°C. Skal lufttørre
- 6 måneders garanti



Juxta-Lite™ systemet indeholder

- 1 Juxta-Lite™ strømpe (Ankel til knæ - BD)
- 1 Juxta-Lite™ foddell (AB)
- 2 målekort (BPS)
- Brugsanvisning

Tilbehør - Bestilles separat

- Inderstrømper
- Ankel wrap
- Terapeutisk elastisk ankelstrømpe (Anklet AB)



Inkl. målekort

Størrelser

Fås i 8 standard størrelser i 2 længder.

Foddell fås i 2 størrelser.

Mål		Standard							
Omkræds		S	M	M - C ⁺	L	L - C ⁺	XL	XL - C ⁺	XXL
[°] B Ankel		19-22 cm	22-27 cm	22-27 cm	25-32 cm	25-32 cm	30-37 cm	30-37 cm	35-42 cm
[°] C Læg		26-36 cm	33-44 cm	44-54 cm	41-51 cm	51-61 cm	37-48 cm	48-61 cm	53-64 cm
Omkræds		S	M				Længde	28 cm	33cm
[°] A Vrist		19-26 cm	24-31 cm				[°] D Gulv til knæ- hase	< 44 cm	> 44 cm
Videoklip og måleskemaer findes på www.circaid.dk									