



Inkl. ankel wrap



Anklet AB - kan bestilles separat

## Ready-Fit™ 2000 Standard størrelser

### Indikationer

- Venøs insufficiens
- Ulcus cruris
- Lymfødem
- Lipødem

### Ready-Fit™ 2000 egenskaber

- Glat og behagelig pasform
- Neopren bånd sikrer en smidig og fast pasform
- Lidt til ingen nedskridning
- Hurtig og nem at anvende og fjerne
- Enkel at justere
- Kan benyttes 24 timer i døgnet
- Allergitestet
- Skal håndvaskes og lufttørre
- 1 års garanti

### Ready-Fit™ 2000 standard systemet indeholder

- 1 Ready-Fit™ 2000
- 1 ankel wrap
- 2 inderstrømper
- Brugsanvisning

### Tilbehør - Bestilles separat

- Terapeutisk elastisk ankelstrømpe (Anklet AB)
- Ekstra inderstrømper

### Størrelser

Fås i 5 standard størrelser.

	Standard	S	M	L	XL	XXL	
	3	Omkreds 25 cm over centrum af medial malleol	30-38 cm	36-43 cm	41-48 cm	46-56 cm	53-64 cm
	2	Omkreds 15 cm over centrum af medial malleol	20-28 cm	25-33 cm	30-38 cm	36-46 cm	43-53 cm
	1	Omkreds 5 cm over centrum af medial malleol	15-23 cm	20-28 cm	25-33 cm	30-38 cm	33-41 cm
	4	Længde fra centrum af medial malleol til knæhase	Standard længde = 36 cm				

Måleskemaer findes på [www.circaid.dk](http://www.circaid.dk)

# Ready-Fit™ Flex



- Justerbar neopren, multi-bånd kompressionsstrømpe, til svære ødemer

## Ready-Fit™ Flex

Standard og specialfremstillede størrelser

### Indikationer

- Venøs insufficiens
- Ulcus cruris
- Lymfødem
- Lipødem

### Ready-Fit™ Flex egenskaber

- Enkel at justere efter formindsket hævelse gennem aftagelige bånd, der er knyttet til et fleksibelt neopren bagstykke
- Stor forventet ødem reduktion
- Glat og behagelig pasform
- Neopren bånd sikrer en smidig og fast pasform
- Lidt til ingen nedskridning
- Hurtig og nem at anvende og fjerne
- Kan benyttes 24 timer i døgnet
- Allergitestet
- Skal håndvaskes og lufttørre
- 1 års garanti

### Ready-Fit™ Flex standard systemet indeholder

- 1 Ready-Fit™ Flex
- 1 ankel wrap
- 2 inderstrømper
- Brugsanvisning

### Tilbehør - Bestilles separat

- Terapeutisk elastisk ankelstrømpe (Anklet AB)
- Ekstra inderstrømper

### Størrelser

Fås i 5 standard størrelser. Kan specialfremstilles.



Inkl. ankel wrap



Anklet AB - kan bestilles separat

	Standard	S	M	L	XL	XXL
<b>3</b>	Omkreds 25 cm over centrum af medial malleol	30-38 cm	36-43 cm	41-48 cm	46-56 cm	53-64 cm
<b>2</b>	Omkreds 15 cm over centrum af medial malleol	20-28 cm	25-33 cm	30-38 cm	36-46 cm	43-53 cm
<b>1</b>	Omkreds 5 cm over centrum af medial malleol	15-23 cm	20-28 cm	25-33 cm	30-38 cm	33-41 cm
<b>4</b>	Længde fra centrum af medial malleol til knæhase	Standard længde = 36 cm				
Måleskemaer findes på <a href="http://www.circaid.dk">www.circaid.dk</a>						

