

Til bariatriske personer

Lympha Press OptiPod og LymphaPod

Lympha Press er det eneste intermitterende kompressionsystem til personer der vejer 150-300+ kg.



Lympha Press OptiPod


Vare Nr. 022180, HMI Nr. 65114

Funktionen af Lympha Press OptiPods er tilsvarende Lympha Press Optimal pumpen, men den har længere inflations - og deflationstid. Lympha Press OptiPod anvendes udelukkende sammen med LymphaPod manchetten.

LymphaPod manchet

LymphaPod er ergonomisk designet til store personer med begrænset mobilitet.

LymphaPod dækker hele underkroppen og har 40 overlappende luftkamre.



LymphaPodtm Manchet m. slangeudgang i venstre side - Vare Nr. 022179 - HMI Nr. 65113

Referencepunkter	Patientmål ca.*	Omkreds Max.	Max omk med én kile Type A (Kun i den ene side **)	Max med to kiler Type A (En i hver side)	Tillæg i cm pr kile Type A
A	Talje	206	222	238	16
B	Hofte	212	227	242	15
C	Lår	130	143	143	13
D	Knæ	125	138	138	13
E	Ankel/Hæl	104	114	114	10
F	Manchet bund	87	95	95	8

*) Beskrivelsen er sat ind for at illustrere hvor målene skal tages. Placering kan variere afhængig af højde og benlængde.

**) Omkreds på ben i den side hvor kile er nødvendig,