

# 4-kammer kompressionspumpe

Phlebo Press® 701



Vare nr: 024000, HMI nr: 65117

Phlebo Press er en lille og brugervenlig kompressionspumpe. Den benyttes til reduktion og kontrol af lettere perifere ødemer, som f.eks. lettere lymfødem, venøse ødemer med/uden sår, lindring af åreknuder, lindring af muskulære smerter, lindring af nerve smerter, og lindring af ubehag forårsaget af trætte ben.

- Variabel trykindstilling fra 30-80 mmHg
- Variabel pause tid 10-70 sek.
- Bilateral anvendelse ved behov
- 4 overlappende luftkamre i hver manchete, sikrer kompression i perifer til central retning
- Farvekodet og nummerering af slanger og modtage ventiler, letter sammenkoblingen
- Støjsvag og sikker i anvendelse
- Letvægt og transportabel
- Kan hænges på sengegærde
- Manchetterne fremstilles til arme og ben




Armmanchet



Asymmetrisk kile



Rektangulær kile



Manchet Vare Nr.	HMI Nr.	Navn	Manchetmål							Asymmetrisk kile					Rektangulær kile *	
			A	B	C	D	E	F	L	Vare nr	Manchetmål med kile				Vare nr.	
											A	B	C	D		E
024008	65097	Ben 2-50	57	54	46	43	44	26	50	024022	67	64	56	49	52	024014
024001	65098	Ben 2-75	66	56	46	43	44	26	73	024023	76	66	56	49	52	024015
024002	65111	Ben 2-85	70	60	47	43	44	26	84	024024	80	70	56	49	52	024016
024004	65099	Ben 2-95	78	68	51	43	44	30	95	024025	90	82	60	49	52	024017
024006	65110	Ben 3-65	81	73	60	56	54	37	65	024026	91	83	70	59	60	024018
024007	65100	Ben 3-75	85	76	61	56	54	37	75	024027	95	86	71	59	60	024019
024003	65101	Ben 3-85	90	80	63	56	54	37	85	024028	100	90	73	59	60	024020
024011	65102	Arm 2-90	58	-	-	29	-	-	88							

\*) Ved indsættelse af den rektangulære kile forøges manchettmålene, A til E - i det grønne område - med 10 cm

1) Alle mål er i cm (cencimeter) 2) Generel afvigelse på ± 2 cm 3) A, B, C, D og E er omkredsmål